

INSTRUÇÕES DE USO

Para assegurar a longevidade e resistência a corrosão, siga os seguintes métodos:

Esterilização por calor a seco (dry heat)

- 1) Execute uma limpeza ultrassônica usando um limpador de propósito geral.
- 2) Assegure-se que a junta do instrumento esteja livre de unidade secando completamente com ar comprimido (livre de água) e também com o auxílio de uma toalha.
- 3) Acomode os instrumentos em uma bandeja (rack) e esterilize seguindo todas as recomendações do fabricante de sua unidade para esterilização.
- 4) Após o processo de esterilização, lubrifique com produtos à base de silicone.

Vapor químico não saturado

- 1) Execute uma limpeza ultrassônica usando um limpador de propósito geral.
- 2) Assegure-se que a junta do instrumento esteja livre de unidade secando completamente com ar comprimido (livre de água) e também com o auxílio de uma toalha.
- 3) Acomode os instrumentos abertos em uma bandeja (rack) colocando uma folha de papel toalha entre os instrumentos.
- 4) Esterilize seguindo todas as recomendações do fabricante de sua unidade para esterilização.
- 5) Após o processo de esterilização, despressurize seu equipamento e deixe os instrumentos esfriarem.
- 6) Retire os instrumentos e assegure-se que a junta esteja livre da mistura química, secando com o auxílio de uma toalha.
- 7) Lubrifique imediatamente com produtos à base de silicone.

Autoclave

- 1) Execute uma limpeza ultrassônica usando um limpador de propósito geral.
- 2) Assegure-se que a junta do instrumento esteja livre de unidade secando completamente com ar comprimido (livre de água) e também com o auxílio de uma toalha.
- 3) Acomode os instrumentos abertos em uma bandeja (rack).
- 4) Esterilize seguindo todas as recomendações do fabricante de sua unidade para esterilização.
- 5) Após o processo de esterilização deixe os instrumentos esfriarem.
- 6) Retire os instrumentos e assegure-se que a junta esteja livre da mistura química, secando com uma toalha.
- 7) Lubrifique imediatamente com produtos à base de silicone.

Esterilização a frio (desinfecção)

- 1) Execute uma limpeza ultrassônica usando um limpador de propósito geral.
- 2) Assegure-se que a junta do instrumento esteja livre de unidade secando completamente com ar comprimido (livre de água) e também com o auxílio de uma toalha.
- 3) Imergir os instrumentos em uma solução a 2% de glutaraldeído.
- 4) Remova os instrumentos da solução, enxágue com água e seque bem, observando a junta do instrumento, para que esteja livre do produto química e seca.
- 5) Lubrifique imediatamente com produtos à base de silicone.

Qualquer dúvida consulte nosso facebook <https://www.facebook.com/americanorthodontics/> ou entre em contato através do telefone (11)5072-3428 ou pelo e-mail tecnico@americanortho.com.br

Atenciosamente,
Equipe AO Brasil

Versão AO 002/2017